



Agencia Sanitaria Costa del Sol
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

DEA

Comisión para la
Atención a la PCR
ASCS


Desfibrilador Automático Cardioline AED 3100



PASO 1

Abra la tapa

Abra la tapa para encender el equipo. Instrucciones de voz claras comenzarán inmediatamente y le guiarán a través de todo el procedimiento



PASO 2

Colocar las almohadillas en el paciente

Después de colocar las almohadillas, el DEA comienza inmediatamente a analizar el ritmo cardíaco.




PASO 3

Presione el botón de choque

Si se necesita una descarga, el botón parpadea. Presione el botón para aplicar la descarga eléctrica al paciente

Parada Cardiorespiratoria Áreas No Asistenciales

LLAMAR Teléfonos:
Corporativo: 978-600
Particular: 951-976-600



INFORMAR DE:

- 1.- Estado de la víctima: nivel de conciencia y respiración
- 2.- Quien llama y extensión de teléfono
- 3.- Localización de la Víctima
- 4.- Inicie Soporte Vital Básico

Comisión de RCP ASCS



Agencia Sanitaria Costa del Sol
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Parada Cardiorespiratoria Áreas no Asistenciales

LLAMAR Teléfonos:
Corporativo: 978070
Particular: 951- 976070



INFORMAR DE:


- 1.- Estado de la víctima: nivel de conciencia y respiración
- 2.- Quien llama y extensión de teléfono
- 3.- Localización de la Víctima
- 4.- Inicie Soporte Vital Básico

Comisión de RCP ASCS

DEA

Desfibrilador Semiautomático

SOPORTE VITAL BÁSICO



Agencia Sanitaria Costa del Sol

Comisión RCP.